

## Validação Campos de Tipo de Atendimento

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde, Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TQGKCY	<b>Data da publicação</b>	: 19/08/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos relacionais

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSDR**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com criação de uma nova validação dos campos de **Tipo de Atendimento** no **Plano de Saúde**. Os campos alterados são **Tipo Atendim (BD5\_TIPATE, BE1\_TIPATE e BEA\_TIPATE)**.

Ao utilizar as opções listadas abaixo utilizando uma operadora com a versão da **TISS** parametrizada inferior à **3.00.00**, o sistema apresenta uma mensagem impeditiva:

- 11 = Pronto Socorro
- 13 = Pequeno Atendimento (sutura, gesso e outros)
- 14 = Saúde Ocupacional - Admissional
- 15 = Saúde Ocupacional - Demissional
- 16 = Saúde Ocupacional - Periódico
- 17 = Saúde Ocupacional – Retorno ao trabalho
- 18 = Saúde Ocupacional – Mudança de função
- 19 = Saúde Ocupacional – Promoção a saúde
- 20 = Saúde Ocupacional – Beneficiário Novo
- 21 = Saúde Ocupacional – Assistência a demitidos

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSDR** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*.

### Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **TOTVS Smart Client**, digite **U\_UPDPLSDR** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

### Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela BE1 – Cabeçalho Autorização:

<b>Campo</b>	BE1_TIPATE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Val. Sistema</b>	M->BE1_TIPATE \$ "01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21" .And. PL90VLDTAT("BE1")

- Tabela BEA – Complementos Movimentações:

<b>Campo</b>	BEA_TIPATE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Val. Sistema</b>	M->BEA_TIPATE \$ "01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21" .And. PL90VLDTAT("BEA")

- Tabela BD5 – Contas Médicas:

<b>Campo</b>	BEA_TIPATE
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Val. Sistema</b>	M->BD5_TIPATE \$ "01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21" .And. PL90VLDTAT("BD5")

### Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

## Procedimento para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento/Liberação (PLSA094B)** ou **Autorização SADT (PLSA094A)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Selecione um beneficiário de intercâmbio.
4. Ao preencher o campo **Tipo Atendim**, o sistema verifica a nova validação criada e pode criticar o preenchimento se o estiver indevido.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BE1 – Cabeçalho Autorização BEA – Complementos Movimentações BD5 – Contas Médicas
<b>Rotinas Envolvidas</b>	PLSA094B – Liberação PLSA094A – Autorização SADT
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®