



Release Notes

Outubro/2014

RELEASE NOTES

Central de Downloads

<https://suporte.totvs.com/download>

Pacote: 14-10-20-PLS-HSP_PACOTE_SEMANAL-12-10-14_A_19-10-14_TTTP110.ZIP

TQQWAK:

Ocorrência: O sistema possibilita a inclusão do mesmo procedimento mais de uma vez.

Ajuste: Realizado tratamento para validar a inclusão de procedimentos duplicados na internação.

TPWXHJ:

Ocorrência: O sistema não valida o campo de **Número** da Guia Principal.

Ajuste: Realizado tratamento para validação do campo Número da Guia Principal nas Guias principais.

TQTNIJ:

Ocorrência: Inconsistência na validação da chave primária da tabela de terminologia TISS na rotina itens da Terminologia.

Ajuste: Ajuste na validação da chave primária da tabela terminologia TISS na rotina itens da Terminologia.

TQTGVT:

Ocorrência: O código informado no solicitante e no executante não existe, o sistema não realiza crítica ao submeter o arquivo e gera o protocolo e altera a RDA de pagamento com o código inexistente.

Ajuste: Realizado tratamento para apresentar a crítica x24.

TQRPGO:

Ocorrência: Inconsistência ao incluir um dependente, sem o preenchimento do questionário "Perfil de Saúde".

Ajuste: Realizado tratamento da não conformidade na tela de Entrevista de usuários.

TQQAUG:

Ocorrência: Inconsistência na importação do XML, caso um ou mais procedimentos não existam na tabela (Itens da Terminologia) retornando crítica de erro de de-para, sem ser levado em conta a tabela e código genérico informado nos parâmetros MV_PLCDPXM e MV_PLPSPXM.

Ajuste: Realizado tratamento na importação do XML para que caso possua um ou mais procedimentos inexistentes na tabela (Itens da Terminologia), não haverá mais a crítica de erro de de-para, o Protheus importará no lugar deles o código da tabela e do procedimento genérico (MV_PLCDPXM e MV_PLPSPXM).

TQFGMP:

Ocorrência: Inconsistência encontrada no complemento requisito - Sincronizador.

Ajuste: Melhoria na criação de arquivo CSV de exemplo e melhoria para converter CSV para XML e XML para CSV.

TQSBH4:

Ocorrência: Inconsistência encontrada no campo de número de documento na exportação PTU, está sendo enviado no arquivo como numérico, e de acordo com o layout, este campo é alfanumérico.

Ajuste: Realizado tratamento do campo de número de documento para que seu conteúdo seja enviado como alpha numérico

TQTOJ9:

Ocorrência: Nas guias de resumo de internação incluídas manualmente ou via importação XML, o sistema duplica composições dos eventos quando retornamos a fase e colocamos a guia pronta novamente. Ocorrência é

decorrente de base de dados onde existem dois procedimentos iguais com composições diferentes cadastrados em tabelas de honorários diferentes.

Ajuste: Ajuste na parametrização que o sistema utiliza para realizar a mudança de fase a partir da segunda vez.

TQPZN6:

Ocorrência: Inconsistência na crítica de procedimentos odontológicos com Dente/região diferentes mas com mesmo procedimento. Quando informado duas guias com procedimentos iguais e dente/região diferentes ocorre inconsistência. O sistema deveria observar o procedimento+dente/região e se a periodicidade estiver configurada na face.

Ajuste: Tratamento para que o sistema verifique procedimento e dente/região além periodicidade das faces.

TQQW14:

Ocorrência: O conteúdo dos campos de terminologia nos cadastros de CBO e Tipo de Internação não são exibidos.

Ajuste: Ajuste no campo Inicializador padrão relacionados ao Tipo de Internação.

TQUIQE:

Ocorrência: Ao importar um arquivo XML do tipo Consulta, o sistema não está considerando as casas decimais no valor da consulta.

Ajuste: Ajuste para que o sistema considere as casas decimais no valor da consulta, na importação de arquivo XML.

TQSUBO:

Ocorrência: Não é preenchida a Operadora no número da guia.

Ajuste: Ajuste ao incluir no relatório o código da operadora junto à guia.

TQR MDF:

Ocorrência: Não é respeitada a parametrização feita na estrutura de impressão da TISS, na busca das observações de acordo com a estrutura de impressão.

Ajuste: Ajuste para que o sistema respeite a parametrização feita na estrutura de impressão da TISS referente ao campo Observação.

[Microsiga Protheus]

Copyright © 2009 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexactidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.
Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP
Brasil – www.totvs.com