

## Ajuste na Impressão/Exportação de Audiometrias

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST <sup>®</sup> + Atendimento Clínico 11.7.0.2/11.8.0.2			
<b>Chamado</b>	:	<b>TDXSIC</b>	<b>Data da publicação</b>	:	04/02/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle</i>
<b>Cliente</b>	:	Unimed Nordeste			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução da atualização do sistema para a versão conforme descrita neste documento, de acordo com os **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste no processo de impressão/exportação de um exame de audiometria na Aleta Audiometria. Anterior à correção era exibida uma mensagem de erro durante o processo de impressão/exportação de exames. Após ajustes é possível imprimir/exportar os exames, normalmente.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação ou Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\sourcessqlpadrao\clinicas\arquivos\frm_AparelhosAlterar.dfm	13817

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Não se aplica.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Atendimento Clínico** acesse **Paciente/Abrir**.
2. Selecione um paciente e clique em **Abrir** novamente.
3. Será exibida a ficha de atendimento do paciente.
4. Na aleta **Audiometria** selecione um exame audiométrico.
5. Clique em **Imprimir/Exportar**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	Não se aplicar
Funções Envolvidas	Imprimir/Exportar exames de audiometria
Sistemas Operacionais/Navegador	Windows®