

## Ajuste na inclusão de aparelhos de audiometria

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST <sup>®</sup> Atendimento Clínico 11.7.0.2/11.8.0.2			
<b>Chamado</b>	:	<b>TDXSJG</b>	<b>Data da publicação</b>	:	04/02/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle</i>
<b>Cliente</b>	:	Unimed Nordeste			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução da atualização do sistema para a versão conforme descrita neste documento, de acordo com os **Procedimentos para Implementação**.

Realizado ajuste no processo de inclusão/alteração de aparelhos de audiometria. Anterior à correção, ao acessar **Arquivo/Audiometria/Aparelhos** e incluir/alterar um aparelho, ao clicar em **Gravar** uma mensagem de erro era exibida. Após o ajuste é possível realizar inclusões/alterações de aparelhos de audiometria normalmente no sistema.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

## ATUALIZAÇÕES DO UPDATE/COMPATIBILIZADOR

## 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.pas	13804

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Não se aplica.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Atendimento Clínico** acesse **Arquivos/Audiometria/Aparelhos**.
2. Clique em **Novo** ou altere um aparelho já existente.
3. Preencha as informações necessárias sobre o novo equipamento (ou alterações) e clique em **Gravar**.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	Não se aplica
<b>Funções Envolvidas</b>	Cadastro de audiômetros
<b>Sistemas Operacionais/Navegador</b>	Windows®