



Ajuste na exibição do rodapé do ASO

Produto	:	TOTVS SST + Atendimento Clínico 11.8.0.3 e 11.8.0.4			
Chamado	:	TEE280	Data da publicação	:	19/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na opção **Configurações Gerais/Rodapé**. Anterior à correção ao configurar um rodapé a ser exibido nos impressos do sistema (ASO, Receitas), a informação configurada não era exibida.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Ajuste na exibição do rodapé do ASO



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\datamodules\dtm_Impressos.dfm	15805

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Em **Atendimento Clínico**, selecione **Paciente/Abrir**.
2. Acesse o menu **Impressos/Receitas**.
3. Imprima uma receita.
4. As informações do rodapé da receita estarão configuradas, conforme determinado na opção **Configurações Gerais/Rodapé**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Não se aplica
Funções Envolvidas	Rodapé de Impressos
Sistemas Operacionais	Windows®