Boletim Técnico



Ajuste no processo de reimpressao de ASO's – Riscos Ocupacionais

Produto	:	TOTVS + PCMSO 11.7.0.5 e 11.8.0.4			
Chamado	:	TECOXX	Data da publicação	:	04/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

No módulo de **PCMSO** ao selecionar no menu **ASOs** a opção **Autorização/Encaminhamento de Exames,** e executar o processo de encaminhamento e clicar em Imprimir/Exportar, os riscos ocupacionais dos funcionários não eram exibidos. Após o ajuste realizado o processo de encaminhamento pode ser realizado normalmente.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

a) Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.



Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

Ajuste no processo de reimpressão de ASO's - Riscos Ocupacionais



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcmso\frm_EncaminhamentoExames.dfm	15501
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcmso\frm_EncaminhamentoExames.pas	15501

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

- 1. Em PCMSO acesse ASOs/Autorização e Encaminhamento de Exames.
- 2. Selecionar a Empresa e o Tipo de ASO e clique em Avançar.
- 3. Selecione a opção Reimpressão.
- 4. Selecione um exame da lista e clique em Reimpressão.
- 5. O documento será impresso apresentando todos os riscos ocupacionais do paciente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Não se aplica
Funções Envolvidas	Reimpressão de Autorizações.
Sistemas Operacionais	Windows®