



Ajuste na aleta Ocupacional

Produto	:	TOTVS SST® Clínicas 11.8.0.5			
Chamado	:	TEMANY	Data da publicação	:	20/08/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende de execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste realizado no modulo **Atendimento Clínico**, na aleta **Ocupacional**, onde ao salvar os dados informados o sistema não mostra mensagem de erro. Antes da correção o sistema exibia a mensagem “Campo VERSAO_MAPA_IMPLANTACAO_ID é de um tipo desconhecido”.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pcms0\dtm_PCMSO.dfm	20882

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha clinica de um paciente qualquer.
3. Na aleta **Ocupacional** inclua um Risco para o paciente e clique em **Salvar**.
4. O sistema realizará o processo normalmente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Inclusão de riscos do paciente
Sistemas Operacionais	Windows®