



Ajuste no mascaramento da audiometria

Produto	:	TOTVS SST® Atendimento Clínico – 11.8.0.2			
Chamado	:	TEQKH6	Data da publicação	:	13/11/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende da execução da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuado ajuste na aleta Audiometria, carregando os dados que foram cadastrados no exame de audiometria quando for editado, para os campos de mascaramento.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.dfm	24515
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\pca\frm_ExameDeAudiometriaM.pas	24515

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo de **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um funcionário.
3. Clique na aleta **Audiometria** e crie um novo exame audiométrico (Inserindo todos os valores na aba Audiometria).
4. Clique em **Salvar**.
5. Selecione o exame criado e clique em **Editar**.
6. Os dados inseridos na aba Audiometria serão carregados para os seus devidos campos.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Exame de audiometria
Sistemas Operacionais	Windows®