



## Alteração na liberação de Ficha para atendimento

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST® Clínicas – 11.8.0.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TERIB9</b>	<b>Data da publicação</b>	:	27/11/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no sistema, liberando a ficha para atendimento após de clicar em **OK** na tela de encaminhamento.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.  
**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.  
**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

### 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	pmwe/pmed/agenda/frm_MarcacaoConsultaChrysler.pas	25120
Alteração	pmwe/pmed/comumfc/FichaClinica.pas	25120

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra uma ficha pela **Fila de Encaminhamento** e realize o atendimento.
3. Clique em **Fechar** da ficha e mantenha a tela de encaminhamento aberta.
4. Em outra estação de trabalho, no modulo **Atendimento Clínico**, abra a mesma ficha pela fila de atendimento.
5. O sistema não permitirá a abertura da ficha na segunda estação.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Clinicas
Sistemas Operacionais	Windows®