



Ajuste na gravação de Periodicidade

Produto	:	TOTVS SST® PCMSO – 11.8.0.8			
Chamado	:	TENOLU	Data da publicação	:	18/10/13
País (es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Oracle®

Importante

Esta melhoria depende de execução conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração na gravação da periodicidade da avaliação clínica na configuração da exceção por função no mapa de implantação.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior à devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.
OBS: o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.
OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	Fontes/pmwe/pmed/pcmsso/dtm_EnterpriseFunctionsExams.pas	23761

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **PCMSO**, clique no menu **Mapa de Implantação**.
2. Na etapa **6.6.2**, insira o exame **Avaliação Clínica** para uma função.
3. Configure a periodicidade e os dados serão salvos com sucesso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	PCMSO
Sistemas Operacionais	Windows®