



Ajuste no tamanho do *Label*

Produto	:	TOTVS SST® PCMSO – 11.8.0.4 e 11.8.0.8			
Chamado	:	TEODN9	Data da publicação	:	22/10/13
País(es)	:	<i>Brasil</i>	Banco(s) de Dados	:	<i>Oracle®</i>

Importante

Esta melhoria depende da atualização, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no tamanho *Label*, aumentando para a mensagem customizada do relatório 100.1 esteja completa na sua visualização.

Procedimento para Implementação

Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

OBS: os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



Atualizações do update/compatibilizador

1. Alteração de **Arquivos**.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	C:\Projetos\pmwe\pmed\relatorios\repstd100\frm_FiltroSetoresFuncoes.dfm	23847

Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

Procedimentos para Utilização

1. No módulo **PCMSO** ou **Atendimento Clínico**.
2. Acesse o menu de **Impressos\Relatórios**.
3. Selecione o subgrupo **PCMSO\100.1 - Comunicado de Medicina Ocupacional**.
4. Gere o relatório, a mensagem que tem na base será a mesma que é exibida na aplicação.
5. A mensagem é cadastrada na base, na tabela CFG02 com o **minemonicofg = 'REL100'**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	Relatório 100.1
Sistemas Operacionais	Windows®