

## Multimídia do Funcionário

<b>Produto</b>	: SST, CLINICAS, 11.8.0.10		
<b>Chamado</b>	: <b>TEVGOI</b>	<b>Data da publicação</b>	: 10/03/14
<b>País(es)</b>	: <i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	: <i>Oracle</i>

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* do arquivo **CLINICAS.EXE**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na inclusão de fotos na multimídia de funcionário. Incluído ID da tabela no momento de salvar as imagens na base de dados para diferencia-los. As imagens não eram salvas por que o nome do arquivo era o mesmo para todos.

## Procedimento para Implementação

### Importante

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

### Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).

Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.

**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.

Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.

**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### Atenção

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.

## Atualizações do update/compatibilizador

### 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	pmwe/pmed/comum/frm_Multimidia.dfm	28707
Alteração	pmwe/pmed/comum/frm_Multimidia.pas	28707

## Procedimento para Configuração

Não se aplica.

## Procedimento para Utilização

1. Acesse o módulo **Atendimento Clínico**.
2. Abra a ficha de um funcionário pelo menu **Paciente/Abrir**.
3. Abra a multimídia do funcionário.
4. Clique no botão **Origem**, selecione a opção **Scanner** e selecione o equipamento.
5. Clique no botão **Capturar** e inclua uma foto. Repita este procedimento mais de uma vez sem fechar a janela.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	<i>Multimídia do funcionário</i>
Sistemas Operacionais	<i>Windows</i>