



## Ajuste na mensagem de acesso ao sistema

<b>Produto</b>	:	TOTVS SST® Clínicas – 11.8.0.9			
<b>Chamado</b>	:	<b>TESMFR</b>	<b>Data da publicação</b>	:	23/12/13
<b>País(es)</b>	:	<i>Brasil</i>	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Oracle®</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuada alteração no sistema, apresentando mensagem com a informação de que o usuário deverá acessar o sistema com outro usuário. Antes da alteração ao abrir duas vezes o mesmo módulo com o mesmo usuário, o sistema retornava mensagem “Tabela em uso”.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### **Instruções (para o produto Saúde e Segurança do Trabalho).**

- Execute o script que segue anexo, na base de dados de **homologação** do Personal Med.  
**OBS:** o script gera um log em C:\, sendo assim, solicitamos que após a atualização, o log seja encaminhado para análise.
- Faça o download dos aplicativos e dll's que constam nos links em anexo e descompacte-os no diretório do Personal Med.  
**OBS:** os aplicativos e dll's devem ser atualizados em todos os micros que possuem o Personal Med instalado.

### **Atenção**

Recomendamos que o chamado relacionado a esse boletim seja encerrado após a homologação.



## Atualizações do update/compatibilizador

### 1. Alteração de Arquivos.

Operação	Local/Arquivo	Versão
Alteração	pmwed7/dlllogin/frm_SimpleLogin.dfm	25877
Alteração	pmwed7/dlllogin/frm_SimpleLogin.pas	25877

## Procedimentos para Configuração

Não se aplica.

## Procedimentos para Utilização

1. Com o sistema configurado para utilização via terminal service.
2. Abra o módulo **Atendimento Clínico** em dois acessos e efetue o login com o mesmo usuário nas duas máquinas.
3. O sistema não permitirá abrir duas vezes o mesmo módulo com o mesmo usuário.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	-
Funções Envolvidas	PCMSO
Sistemas Operacionais	Windows®