

## Base de Dados no SIGAPLS e SIGAHSP

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Gestão de Plano de Saúde - Gestão Hospitalar – Versão 11.5		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TFMEFU	<b>Data da publicação</b>	: 20/02/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos Relacionais

Orientações sobre a criação de uma base de dados com exemplos que envolvem os produtos Gestão de Plano de Saúde (PLS), Gestão Hospitalar (HSP). Os procedimentos descritos podem ser executados **somente** pelo usuário administrador do sistema e para empresa “99”, de testes.

### PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para instalar a base de demonstração:

1. Configure um banco de dados VAZIO (sem tabelas do Protheus) como por exemplo, MSQl, Oracle, DB2, etc.
2. Configure o topconnect/ByYou DBAccess
3. Configure a estrutura do StartPath (geralmente system) com menus, helps de campos, dicionário de dados, etc.
4. Configure o último binário e repositório disponíveis.
5. Descompactar o arquivo saudeprotheus.rar no disco local.

### PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGAPLS**, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Miscelânea
<b>Submenu</b>	Configurações
<b>Nome da Rotina</b>	Base DEMO Saúde
<b>Programa</b>	PSAUDEIMP
<b>Módulo</b>	SIGAPLS
<b>Tipo</b>	Function
<b>Tabelas</b>	Plano de Saúde, Gestão Hospitalar

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)**, acesse a opção criada no menu **Miscelânea / Configurações / Base DEMO Saúde (PSAUDEIMP)**.
2. Visualize a mensagem que informa sobre a utilização dos dados que serão inseridos na base e sobre a permissão de execução da rotina permitida somente ao usuário administrador do Sistema.
3. Clique em **OK**.
4. O processo só terá sucesso se o usuário conectado for administrador. Caso, contrário a rotina será encerrada. A rotina é encerrada também se a empresa for diferente de 99 (número utilizado como teste).
5. Confirme a tela para execução da rotina.
6. Confirme a tela com a mensagem sobre a manipulação da base de dados com a execução da rotina.
7. Confirme o local do arquivo.
8. Confirme a criação da base de demonstração.
9. Aguarde o processamento.

### **Importante**

Caso ocorra alguma interrupção no processamento da rotina, acesse novamente o Sistema e execute a rotina. O sistema verifica quais tabelas já foram importadas e exibe uma mensagem informando que a interrupção foi detectada. Com isso, pode-se informar se deseja continuar o processo a partir da última tabela importada (selecionando a opção **Sim**) ou se o processo de importação para todas as tabelas será executado novamente (Selecionando a opção **Não**).

10. Caso o usuário selecione a opção **Sim**, o Sistema executará novamente a rotina processando somente as tabelas não importadas anteriormente. Aguarde o término do processamento.

### **Importante**

O tempo de processamento na segunda etapa de importação sofre variação conforme número de tabelas não processadas anteriormente.

Se houver dados na base, ao tentar importar os dados do arquivo mzp, o processo não será concluído, sendo encerrado após mensagem de finalização.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	Plano de Saúde, Gestão Hospitalar
<b>Rotinas Envolvidas</b>	PSAUDEIMP - Base DEMO Saúde
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®