

PTU A900 4.0

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde Versão 11	Data da publicação	:	23/12/11
Chamado	:	TEEDOL	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Todos			

 **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDPLS64**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a rotina **Layout A900 (PLSED900MV)** que realiza a importação de um arquivo texto, que apresenta informações sobre materiais e medicamentos.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDPLS64** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SXs (diretório `\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**:
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client**, digite **U_UPDPLS64** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **12/12/2011**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDPLS64 ()**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Importante

O pacote contém os arquivos de Layout DE0, DE1, DE3 e DE9 que devem ser aplicados.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Plano de Saúde**, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Submenu	Unimed
Submenu	Edi-importação
Nome da Rotina	Layout A900
Programa	PLSED900MV
Módulo	SIGAPLS
Tipo	Função Protheus

Procedimentos para Utilização

1. Após a aplicação do pacote, acesse o **Configurador (SIGACFG)** e selecione **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)** para definir o parâmetro:
 - **MV_CDTP900** : código do tipo de tabela utilizada para importação do PTU900 campo de referência **Tp.Pad.Saude (BF8_CODPAD)**. Esse parâmetro deve ser utilizado para informar o código da tabela parametrizado na **Tb Dinâmica Evento (PLSA140)**, caso contrário, o sistema realiza automaticamente a criação da tabela e o parâmetro é atualizado com seu código.
2. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea / Unimed / Edi-importação / Layout A900 (PLSED900MV)**. É exibida a janela de importação do Ptu A900.
3. Selecione a opção **Parâmetros** e preencha os dados conforme orientações do *help* de campo. O sistema realiza a Importação do material e medicamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação no arquivo SX3 – Campos.
 - Tabela BA8 –Tabela Dinâmica de Eventos.

Campo	BA8_SITUAC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Situação Pro
Descrição	Situação do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Ativo;2=Inativo
Val. Sistema	Pertence("12")
Help	Situação do Produto Importado 1=Ativo;2=Inativo

Campo	BA8_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@R 99.999.999/9999-99
Título	Num CNPJ
Descrição	CNPJ fabricante ou import
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Este Campo se Refere ao Numero CNPJ Do Fabricante ou Importador do Mat/Med

Campo	BA8_ORIGEM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Origem Produ
Descrição	Origem do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Nacional;2=Importado
Help	Origem do Produto 1- Nacional, 2- Importado

Campo	BA8_NMFABR
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fabricante
Descrição	Nome do Fabricante
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Fabricante do Material e Medicamento

Campo	BA8_NMIMPO
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	@!
Título	Importador
Descrição	Nome Importador
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do importador do Material e Medicamento

Campo	BA8_RGANVI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	Reg Anvisa
Descrição	Registro na Anvisa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do registro na ANVISA

Campo	BA8_DSAINA
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Motivo Ativo
Descrição	Descricao Motivo Ativacao
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Mostrar desde quando o produto foi reativado ou inativado.

Campo	BA8_DSPROD
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0

Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Descricao Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição do produto

Campo	BA8_DEESP
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Especi
Descrição	Descricao da Especialidad
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição da especialidade do produto

Campo	BA8_DSCLAS
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classif Anvi
Descrição	Classificacao da Anvisa
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Classificação do produto conforme ANVISA

Campo	BA8_DPRINC
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc.Principio
Descrição	Descricao Princip Ativo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição do princípio ativo.

Campo	BA8_DCFARM
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0
Formato	@!
Título	Class Farmac
Descrição	Classe Farmacologica
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição da classe farmacológica

Campo	BA8_DFORMA
Tipo	C
Tamanho	230
Decimal	0
Formato	@!
Título	Class Farmac
Descrição	Classe Farmacologica
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição da forma farmacêutica

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	Tabela BA8 – Tabela Dinâmica de Eventos
Rotinas Envolvidas	Layout A900 (PLSED900MV)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux