

Parâmetro MV_PLBBDPR

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde – Versão 10		
Chamado	: TFNLSS	Data da publicação	: 27/08/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais

Criado parâmetro **MV_PLBBDPR** na rotina **Agenda Médica (PLSA300)**. Este parâmetro define se durante a verificação da crítica de periodicidade na **Agenda Médica**, o Sistema irá considerar o código do procedimento já marcado ou executado na tabela **BBD – Consultas Médicas**.

Importante

O parâmetro **MV_PLBBDPR** trabalha em conjunto com o parâmetro **MV_PLSPeAG** e a crítica de Sistema **18 - Limite de Periodicidade ultrapassada**, ou seja, o novo parâmetro só será ativado se o parâmetro e a crítica citados acima estiverem ativos.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie e configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PLBBDPR
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição	Indica se o Sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificação da Periodicidade na Agenda Médica. 0 – Não considera / 1 - Considera

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações /Marcação Consulta/ Agenda Médica(PLSA300)**.
2. Informe os **Parâmetros de Seleção** no canto inferior esquerdo da tela.
3. Selecione um horário para realizar a marcação.
4. Selecione um usuário e confirme. O Sistema faz a verificação da crítica de periodicidade e consulta o parâmetro **MV_PLBBDPR**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	BBD – Consultas Médicas
Funções Envolvidas	PLSA300 – Agenda Médica
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®