Boletim Técnico

ΤΟΤΛ

Parâmetro MV_PLSHINT

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde 11			
Chamado	:	TGZNL4	Data da publicação	:	30/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos envolvidos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base *UPDPLSB6*, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o parâmetro **MV_PLSHINT** para manipular o retorno da consulta do campo **Nº Guia Sol. (BOD_NUMSOL).** Ao ativar o parâmetro as internações serão exibidas e o filtro retornará somente as internações que não possuem data de alta.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSB6 é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

📣 Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

0

0



<u>A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre</u> <u>tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a</u> <u>seguir:</u>

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
 E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, <u>ou</u>;
- iv. <u>Se</u> há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens "iii" ou "iv", E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite UPDPLSB6 no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 25/04/2013.

- 2. Clique em **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.



5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

- 6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

- 1. Alteração de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB Consulta Padrão**:
 - Pesquisa BGCPLS:

Alias	BGCPLS
Тіро	6
Sequência	01
Contém	@#PLS498fit()

2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_PLSHINT
Тіро	L
Descrição	Indica se as internações que já sofreram alta devem ser exibidas na consulta do campo BOD_NUMINT
Valor Padrão	.т.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_PLSHINT
Тіро	L
Descrição	Indica se as internações que já sofreram alta serão exibidas na consulta do campo BOD_NUMINT

0

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Boletim Técnico 🚺 ΤΟΤ νς Valor Padrão .T. Procedimentos para Utilização 1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse Atualizações/Atendimento/Internação (PLSA092). 2. Clique em Incluir. 3. Preencha as informações e clique em Confirmar. 4. Após realizar a inclusão da guia, acesse Atualizações/Proc. Contas/Digitação Contas (PLSA498). No filtro inicial da Rotina insira as informações referentes à guia previamente incluída. 5. Posicione o cursor na PEG e clique em Selecionar: Localize a Guia e clique em Alterar. 6. Insira data de alta, confira os dados e confirme. 7. Após inserir as informações selecione a Guia e clique em Mudança de Fase. Caso seja necessário, acesse a opção de Análise de Glosas para finalizar a conferência. 8. Acesse Atualizações/Proc. Contas/Guia Honor. Indiv. (PLSAGHI) 9. Clique em Incluir. 10. Acesse a consulta padrão do campo № Guia Sol. (BOD_NUMSOL) Se o parâmetro estiver ativo, a guia que foi incluída anteriormente será exibida na consulta. Informações Técnicas BE4 – Internações **Tabelas Utilizadas** BOD - Cabecalho Guia Honor. Individ. **Funções Envolvidas** PLSAGHI - Guia de honorário Individual Windows[®]/Linux[®] **Sistemas Operacionais**