

Zerar Quantidade Lida no Reinício de Atividades pelo Monitor de Serviços

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAWMS, Gestão de Armazenagem 11.80	Data da publicação	: 10/03/15
Chamado	: TRSFTZ	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Efetuada alteração no processo de reinício de **Atividade, Tarefa** ou **Documento/Carga** no monitor de tarefas para sempre que reiniciar uma atividade pelo monitor zerar o campo **Quantidade Lida** do movimento, forçando o usuário a efetuar novamente todo o processo.

Foram revisadas todas as opção de **“Bloquear”, “Reiniciar”** e **“Finalizar”** atividades via **Monitor de Serviços** para seguirem exatamente a mesma lógica na busca dos dados (escopo) para processar as ações, sendo esta regra a seguinte:

- Por **Atividade**:
Apenas a atividade atual será processada.
- Por **Tarefa**:
Todas as atividades de um mesmo serviço e tarefa de uma única ordem de serviço serão processadas.
- Por **Documento/Carga**:
Todas as atividades de todas as tarefas de todas as ordens de serviço do documento serão processadas.

Nota 1: A opção **“Reiniciar”** só está presente na rotina **Monitor de Serviços (MVC) - WMSA331**.

Nota 2: No caso de atividades pertinentes a um mapa de separação, apenas o escopo daquele mapa de separação serão processadas nas opções por **Tarefa** e **Documento/Carga**.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Utilização

Requisitos para o teste:

- Possuir um serviço de expedição que possua as atividades de separação e conferência.

Passos para o teste:

1. Inclua um pedido de venda para efetuar um processo de expedição, com pelo menos dois itens.
2. Libere o pedido de venda e executar as ordens de serviço do **WMS**.
3. Efetue o processo de separação da mercadoria.
4. Inicie o processo de conferência via coletor conferindo uma quantidade de um dos produtos.
5. Simule uma queda de conexão no coletor.
6. Reinicie as atividades de conferência no **Monitor de Serviços**.
7. Deverão ser zerados todos os campos de **Quantidade Lida** das atividades reiniciadas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SDB - Movimentos de Distribuição
Rotinas Envolvidas	WMSA330 - Monitor de Serviços WMSA331 - Monitor de Serviços (MVC) WMSA331A - Finalização via Monitor de Serviços
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®