

Como funciona o campo "Qtde. Mix" na rotina 315? **PADRONIZADO**

Criado por Layane Da Costa Moura, última alteração por Michele Barros Souza agora há pouco


✓ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clicando aqui](#).

## Alterar o campo "Qtde. Mix" na rotina 315

**Produto:** Rotina 315 - ABC Venda e Margem por RCA

**Passo a passo:** O campo **Qtde. Mix** na rotina 315 não pode ser alterado e nenhum outro, porque essa rotina apenas tem o objetivo de apresentar relatórios para emissão.

Esse campo funciona para contabilizar a quantidade de **mix** de produtos dos itens que foram vendidos em determinado período.



The screenshot shows the following data in the table:

%Luc.	%Part.Luc.	Qt.Pedidos	Qtde.Mix	Qtde.Itens	Vi.Tabela	Prz. Méd.	%Flexível	Vi.Bonif.	Vi.Devolução	Vnd-Dev
24,95	31,84	17	6	16	2.485,53	8	-0,57	335,95	0,00	2.471,41
9,03	60,90	24	4	19	12.946,44	0	0,90	4.721,37	0,00	13.063,32
31,61	7,25	3	2	3	444,35	0	0,00	0,00	0,00	444,35
0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Summary statistics from the screenshot:

Cientes Cadastrados :	54	Vi. Meta Sup. :	190.000,00	Vi. Venda :	15.979,08	8,41 %
Cientes Ativos :	54	Qtde Pedidos :	44	% Luc. :	12,12	
Cientes Positivados :	2	3,70 %	Vi. Méd.Pedidos :	363,16	Vi. Contrib.Méd.Ped.:	44,01
Rcas Cadastrados :	10		Vi. Méd.Cli :	5.326,36	Vi. Contrib.Méd.Cli. :	645,53
Rcas com Venda :	3	30,00 %	Vi. Méd.Rca :	5.326,36	Vi. Contrib.Méd.Rca :	645,53
Bonificação	Valor	Qtde	Cientes	Mix. Vendido	P.M. :	1
	5.743,72	11	1	7	% Flexível médio:	0,65

Confira o exemplo a seguir:

**Exemplo**Foram vendidos 500 itens, sendo que dessa venda foram vendidos 3 mix de produtos diferentes. Assim, no campo **Qtde. Mix** será apresentada a quantidade 3 para a conferência.

👍 Curtir Seja o primeiro a gostar disto